

マルチローターシリーズ



最大24項目の測定が可能

検体量は0.1mlでOK！およそ12分で測定結果が出ます



総胆汁酸 T4
血液ガス
生化学
電解質



Profile	TP	ALB	TBIL	AST	ALT	ALP	GGT	CK	AMY	PHOS	CHOL	BUN	CRE	UA	Na+	K+	CL-	Ca	Mg	GLU	tCO2	GLÖB**	T4	TBA
マルチローターII VPC(予防ケアパネル) #500-0047 NEW	●	●	●	●	●	●						●	●		●	●	●	●		●	●	●		
マルチローターII VEL(電解質パネル) #500-0046 NEW															●	●	●				●			
マルチローターII VKPP(腎機能パネル) #500-0045 NEW		●								●		●	●		●	●	●	●		●	●			
マルチローターII VCDP(一般検診I) #500-0038	●	●	●		●	●			●	●		●	●		●	●		●		●		●		
マルチローターII VPP II(スクリーニング) #500-0026	●				●	●						●	●							●				
マルチローターII VCCPL(救急スクリーニング) #500-0042					●							●	●		●	●	●			●	●			
マルチローターII VEPL(一般検診II) #500-0043	●	●	●	●			●	●				●	●		●	●		●		●	●	●	●	
マルチローターII VLA(肝、心筋パネル) #500-0023	●	●		●		●	●	●		●		●						●	●			●		
マルチローターII VT4C(甲状腺パネル) #500-0037											●												●	
マルチローターIII VA/RPL(一般検診AR) #500-0041	●	●		●				●		●				●	●	●		●		●		●		●
マルチローターIII VMLP(胆肝パネル) #500-0040		●	●		●	●	●				●	●												●

**は計算値です。

⚠ 抗凝固剤は必ずヘパリンリチウムをご使用下さい。

ABAXIS社日本総代理店
株式会社セントラル科学貿易
<http://csc-abaxis.com>

マルチローターは体外診断用医薬品です。

マルチローターII 届出番号: 13A2X10034000001

マルチローターIII 届出番号: 13A2X10034000002

認証番号: 226AFAMX00016000

マルチローターIV 届出番号: 13A2X10034000003

マルチローターV 届出番号: 13A2X10034000004

マルチローターVI 届出番号: 13E1X80034000001